

# Genießen Sie wieder ein erfülltes Liebesleben!

Genießen Sie Ihr Liebesleben wieder mit vollem Spaß und ohne Pannen. Die LANCY *Men* Therapie ist durch Studien belegt und bei korrekter Anwendung

- einfach zu bedienen
- nebenwirkungsarm
- und kostengünstig.
- Sie wird durch den Patienten diskret zu Hause durchgeführt,
- ohne Termindruck
- und ohne auf die Hilfe anderer angewiesen zu sein.

**Studien belegen den Erfolg:**

## **3 Monate Therapiedauer – 58% Besserung**

„Die transkutane Elektrostimulation der quergestreiften Beckenbodenmuskulatur führte bei 58% der Patienten zu koitusfähigen Erektionen nach 3 monatiger Therapie (20min/Tag).“ (Derouet 1998)

## **6 Monate Therapiedauer – 93 % Besserung**

Bei der Frage (GAQ) „Hat die Therapie Ihre Erektion verbessert?“ antworteten 93 % (119/128) in der Gruppe, die die Elektrotherapie erhalten hatten mit „Ja“, hingegen in der Gruppe der Männer die Viagra erhielten, wurde dies nur von 27 % (37/124) bejaht.“

(Prof. Dr. Sommer 2014)

„Es wird postuliert, dass eine spezielle Elektrotherapie der glatten Muskelzellen im Corpus Cavernosum und der quergestreiften Beckenbodenmuskulatur bei selektierten Männern mit Erektionsstörungen zu einer Heilung von Erektionsstörungen führt.“ (Prof. Dr. Sommer 2014)

Unsere Therapiegeräte erhalten Sie unter Anderem in unserem Online-shop [www.lancy-shop.de](http://www.lancy-shop.de). Sprechen Sie mit uns – wir freuen uns, Ihnen helfen zu dürfen. Wir betreuen und unterstützen Sie gerne, indem wir die für Sie bestmögliche Programmauswahl treffen, Frequenzen individuell anpassen und Ihnen zusätzliche, begleitende Behandlungsmöglichkeiten anbieten.

Holen Sie Ihre Potenz zurück.

Werden Sie Gewinner im Alltag.



Elektromedizin

LANCY Elektromedizin

An der Bachmühle 4  
74821 Mosbach

Tel.: 06261 938693

Fax: 06261 915759

[info@lancy-elektromedizin.de](mailto:info@lancy-elektromedizin.de)

[www.lancy-elektromedizin.de](http://www.lancy-elektromedizin.de)



Erfolgreiche Zertifizierungen:  
Medizinproduktegesetz MPG, DIN EN 13485  
Präqualifizierungsverfahren



# Pole- Position

# LANCY Men



## Für Ihre Potenz

# Pole-Position

LANCY *Men* 

# Öfter. Länger. Lieben.

Spürbare Verbesserung Ihrer Potenz.



## KANN SCHON MAL VORKOMMEN...

### oder bin ich schon „impotent“?

Ursachen für die erektile Dysfunktion sind unterschiedlich und müssen vom Arzt abgeklärt werden, um die passende Behandlung zu finden:


- Diabetes
- Alterserscheinungen, Verkalkung der zuführenden Blutgefäße
- Hormonelle und psychische Störungen
- Lecks in den Schwellkörpern
- Bindegewebiger Umbau der Schwellkörper, z. B. nach Dauererektion
- Schädigung durch Operationen an Prostata
- Bestrahlung und Verletzung
- Alkoholmissbrauch, Nikotinsucht, Medikamentennebenwirkung
- Stoffwechselerkrankungen mit Neuropathie
- manche Querschnittslähmungen
- privater und beruflicher Stress

## WAS KANN MANN TUN?

### DIE THERAPIE MIT DEM LANCY *Men*

#### Bei welchen Erektionsstörungen hilft es?

Das LANCY *Men* eignet sich zur Behandlung von Erektionsstörungen, wenn Muskelzellen im Schwellkörpersystem bzw. des Beckenbodens geschädigt oder geschwächt sind (organisch bedingt). Wichtig: auch bei Versagen der Schwellkörper-



Autoinjektionstherapie (SKAT) kann die LANCY *Men* Therapie wieder zu Erektionen führen. Im Anschluss an diese Behandlung kann jederzeit die SKAT-Behandlung wieder erfolgreich sein. Sie kann zur Prophylaxe eingesetzt werden (um die Verhärtung des Gewebes vor oder nach Prostata-Operationen zu verhindern) oder um die Qualität der Erektionen zu stärken und zu verbessern.

## Wie oft und wie lange?

Die einzelnen Behandlungen sollten über mindestens drei Monate täglich 1 Mal für 30 Minuten erfolgen.

## Wie arbeitet das LANCY *Men*?

Das LANCY *Men* Gerät arbeitet mit einem biphasischen Strom. Aufgrund einer besonderen Schaltung ist er besonders hautschonend und sicher. Das Gerät ist mit drei verschiedenen Programmen ausgestattet, bei welchen die Frequenzen fest vorgegeben sind. Je nach Diagnose der Be-

Die sanfte LANCY Men-Reizstromtherapie arbeitet mit niederfrequenten, völlig ungefährlichen Strömen. Auf der Haut werden sie über Klebelektroden appliziert und stimulieren dort zum Beispiel Nerven oder Muskelzellen, wie z. B. in der Abbildung links, für die Anwendung von Programm 1.




LANCY *Men*, Die Abbildung links zeigt Programm 2: Stärkung der Muskelzellen des Schwellkörpers.

troffenen werden Programmauswahl und deren Anwendungsdauer individuell angepasst. Die Stärke des Stromes ist einstellbar und richtet sich auch nach der Elektrodenanlage. Sie wird so eingestellt, dass die Stimulation angenehm spürbar, aber nicht schmerzhaft ist.

## Wann nicht?

Hier darf ich LANCY *Men* nicht anwenden oder nur nach Rücksprache mit dem Arzt! Kontraindikationen bei Anwendern mit:

elektronischen Implantaten wie z. B. Herzschrittmacher oder Pumpen, Herzrhythmusstörungen, Anfallsleiden (Epilepsie), Hauterkrankungen im Anwendungsbereich der Elektroden, malignen (bösartigen) Erkrankungen im Anwendungsbereich.



Die Abbildung rechts zeigt Programm 3: Stärkung des Beckenbodens